

# NÁVOD K OBSLUZE

Oční masážní přístroj  
**BeautyRelax BR-2977**

**VIBRAGLASSES**





## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenesí distributor odpovědnost.



## **PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE**

Masážní přístroj BeautyRelax Vibraglasses je určen pro uvolnění svalového napětí kolem očí. Příznivě působí na redukci tzv. pytlů pod očima, které vznikají krátkým spánkem nebo nedostatečným odpočinkem. Akupresurní masážní kolíčky poskytují uvolňující 3D masáž. Používáním přístroje dosáhnete příjemného rozpoložení a dostanete se do pohody. Díky nastavitelnému pásku zůstanou masážní brýle stále na stejném místě. Přizpůsobí se velikosti každé hlavy. Nabíjení li-ion baterie. Nízká hmotnost. Kompaktní rozměry.

## **HLAVNÍ VÝHODY**

- Vibrační masáž 3D masáž
- 16 kontaktních masážních bodů
- Příjemná relaxace oblasti kolem očí
- Uvolnění svalového napětí
- Snížení otoků
- Potlačení tvorby tmavých kruhů pod očima
- Bluetooth
- Reprodukce hudby z vašeho telefonu pomocí Bluetooth technologie
- Časovač: až 15 minut
- 3 masážní programy
- Přizpůsobí se každému uživateli díky nastavitelnému pásku za hlavu
- Kompaktní rozměry
- Napájení: li-ion baterie
- Nabíjení: USB kabelem
- Kapacita baterie: 750mAh
- Výkon: 5W
- Napětí: 3,7V
- Rozměry: 23x15x10cm
- Hmotnost: 460g

## **OBSAH BALENÍ**

- Oční masážní přístroj BeautyRelax BR-2799 VIBRAGLASSES
- Nabíjecí kabel.
- Nabíjecí adaptér 220V.
- Návod k obsluze.

## POPIS PŘÍSTROJE



- 1. Popruh pro uchycení na hlavu*
- 2. Tlačítko ON/OFF*
- 3. Masážní kolíčky*
- 4. Přizpůsobení délky popruhu*

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Pro správnou činnost přístroje nabijte baterii. Více v pasáži: **NABÍJENÍ BATERIE**.
2. Udělejte si pohodlí. Ideálně si lehněte na postel nebo pohovku.
3. Přístroj si nasadte na hlavu. Pomocí pásku přizpůsobte tak, aby vám bylo nošení příjemné. Přístroj by neměl silně tlačít na oblast kolem očí, ale zároveň by měl na hlavě dobře držet. Přístroj nesmí být příliš přitažen k hlavě. Při kompresní vzduchové masáži se přístroj na hlavu více přitlačí.
4. Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
5. Pomocí krátkého stisku tlačítka **ON/OFF** si můžete měnit mezi jednotlivými masážními programy v následujícím schématu:  
**EYE PROTECTION MODE**  
**BEAUTY EYE MODE**  
**SLEEP MODE**
6. Každý program má přednastavenou frekvenci a tempo masáže. Zvolte program, který vám nejvíce vyhovuje.
7. Po uplynutí času přístroj vypněte nebo pokračujte výběrem masážního programu.
8. Na vašem telefonu najdete v seznamu Bluetooth zařízení masážní přístroj pod názvem „**XTK**“. Pro výběr přístroj snadno spárujete. Není vyžadováno žádné heslo. Po spárování si tak můžete přehrávat vlastní hudbu přes mobilní telefon do masážního přístroje.
9. Dvojitým stisknutím tlačítka **ON/OFF** si můžete vypnout funkci zvuku.
- 10. Nedoporučujeme přístroj používat déle než 30 minut denně.**
11. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.

## **NABÍJENÍ BATERIE**

Uvnitř přístroje je vestavěná nabíjecí baterie. Baterii nabíjte, pokud přístroj není možné zapnout nebo vibrační masáž projevuje slabý výkon.

### ***Postup nabíjení:***

1. Přístroj připojte k nabíjecímu kabelu, který je součástí balení. Druhý konec kabelu připojte do USB portu počítače nebo notebooku nebo adaptéru.
2. Průběh nabíjení signalizuje blikající červená světelná signalizace.
3. Jakmile je baterie nabita, světelná signalizace svítí modře.
4. Přístroj v průběhu nabíjení nezapínejte.
5. Čas nabíjení závisí na kondici baterie.
6. Výdrž přístroje na jedno nabití závisí na kondici baterie a na typu masážního programu.
7. Jakmile je baterie nabita, přístroj odpojte od kabelu.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Pokud přístroj používá více osob, dbejte zvýšenou pozornost čištění plochy, která je v kontaktu s pokožkou.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**



# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

## Oční masážní přístroj VIBRAGLASSES

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2799**

EAN **8594166122567**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN 60335-1:2012+A11:2014**

**EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015**

**EN 62233:2008**

**Přístroj není zdravotnický prostředek.**

### **Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.4.2023

**SANTADRIA** s.r.o.  
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno  
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel