

# NÁVOD K OBSLUZE

Ruční masážní přístroj

BeautyRelax BR-2942

## Kineticforce Quattro





## OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	5
PRINCIP FUNGOVÁNÍ	5
POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE MŮŽETE DOCÍLIT	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
OBSAH BALENÍ	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
MOŽNOSTI POUŽITÍ	10
NABÍJENÍ BATERIE	13
VĚNUJTE POZORNOST	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	14
CERTIFIKACE	14
DOVOZCE	14
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	15

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Kineticforce Quattro je multifunkční přístroj, který vychází z posledních trendů v oblasti masáže a rehabilitace těla. Je založen na principu aktivní poklepové masáže. K uvolnění zatuhlých svalů dochází cyklickým poklepáváním ve specifické rychlosti. Rychlost kmitání si může uživatel přizpůsobit podle individuální potřeby. BeautyRelax Kineticforce Quattro disponuje unikátním masážním mechanismem, který je tvořen 4 masážními hlavicemi. Ve srovnání s přístroji obdobného typu nemá konkurenci. Přístroj má velmi odolnou konstrukci. Je určen pro použití doma nebo masážním studiu. Komfortní bezdrátové použití díky vestavěné nabíjecí baterii s kapacitou 2000mAh. 20 rychlostí masáže. BeautyRelax Kineticforce Quattro nabízí kvalitní rehabilitaci celého těla!



## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 20 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozornění a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku
- nikdy nezakrývejte horní část přístroje; mohlo by dojít k jeho přehřátí a poškození

## **PRINCIP FUNGOVÁNÍ**

Masážní přístroj BeautyRelax Kineticforce je naprosto revoluční a inovativní řešení, které změní váš pohled na celkovou rehabilitaci a regeneraci těla. Přístroj byl navržen profesionálními terapeuty. Při vývoji byl kladen důraz na špičkovou kvalitu a maximální účinnost. Aktuálně neexistuje na trhu efektivnější přístroj srovnatelných kvalit. BeautyRelax Kineticforce ihned uvolní zatuhlé svaly kdekoliv na těle. Dopřejte vašemu tělu blahodárné účinky moderní technologie!

Hlavní princip přístroje BeautyRelax Kineticforce Quattro spočívá v přenosu kinetické energie z aplikační hlavice přímo k zatuhlým svalům. Sami si můžete určit, jakým tlakem a pod jakým úhlem budete sval stimulovat. V reálném čase si můžete během používání dávkovat intenzitu masáže a rozsah použití přesně podle vašich potřeb. Masážní přístroj BeautyRelax Kineticforce Quattro je ideální pro regeneraci svalů po náročné pohybové aktivitě nebo jen uvolnění zatuhlosti způsobenou dlouhým sezením u počítače.

## **POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE MŮŽETE DOCÍLIT**

- Okamžitého uvolnění ztuhlých svalů.
- Odbourání stresu a duševního napětí.
- Svěžího pocitu při dlouhodobé trvajícím únavě.
- Lokálního zlepšení krevního oběhu.
- Zmírnění otoků zejména v oblasti končetin.
- Regenerace mysli po náročné intelektuální činnosti.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

- 20 rychlostí masáže.
- 4 masážní hlavice.
- Napájení: nabíjecí li-ion baterie.
- Kapacita baterie: 2000mAh.
- Nabíjení: síťový adaptér 220V (součástí balení).
- Rozměry: 33x22x18cm.
- Hmotnost: 2,9kg.

## **OBSAH BALENÍ**

- 1x Ruční masážní přístroj BeautyRelax BR-2942 Kineticforce Quattro.
- 1x Sada náhradních aplikátorů.
- 1x Nabíjecí adaptér ze sítě 220V.
- 1x Návod k obsluze.

## POPIS PŘÍSTROJE



1. Aplikační masážní hlavice
2. Rukojeť na ruce

## POPIS PŘÍSTROJE



1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko ZVÝŠENÍ rychlosti
3. Tlačítko SNÍŽENÍ rychlosti
4. Tlačítko AUTOMATICKÝ program
5. Pryžové nožičky
6. Displej
7. Zdířka pro připojení nabíjecího konektoru



## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Pro správnou funkci přístroje by měla být baterie přístroje dostatečně nabitá. Pro nabíjení používejte adaptér, který je součástí balení.
2. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**.
3. Rychlost pohybu masážních hlavic začne na nejnižší úrovni číslo 1.
4. Aktuálně nastavená rychlost masáže je zobrazena na displeji.
5. Pomocí tlačítek **(+)** a **(-)** si můžete upravit rychlost masáže. K dispozici je na výběr pro masáž celkem 20 úrovní (1 = nejnižší, 20 = nejvyšší).
6. Pomocí tlačítka **A** si můžete aktivovat automatický program. Ten zajistí, aby se průběžně měnil rytmus masáže automaticky podle předem nastaveného programu.
7. Přístroj můžete používat sami na sobě. Na tělesné partie s horším přístupem doporučujeme požádat druhou osobu, která masáž provede.
8. Pomocí tlačítka **ON/OFF** můžete činnost přístroje kdykoliv ukončit.

## MOŽNOSTI POUŽITÍ



## MOŽNOSTI POUŽITÍ



## MOŽNOSTI POUŽITÍ



## **NABÍJENÍ BATERIE**

- 1.** Přístroj nabíjejte výhradně adaptérem, který je součástí balení.
- 2.** V průběhu nabíjení blikají symboly na displej.
- 3.** Jakmile je baterie plně nabitá, blikání ustane.
- 4.** Baterii můžete nabíjet kdykoliv budete mít možnost.
- 5.** V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.
- 6.** Délka nabíjení závisí na stavu a kondici baterie.

## **VĚNUJTE POZORNOST**

- 1.** Při výměně aplikační hlavice vždy dbejte na to, aby byla co nejpevněji zatlačena do otvoru, který je pro aplikátor určen.
- 2.** Přístroj nepoužívejte v kuse déle než 1 hodinu. Mohlo by dojít k jeho výraznému zkrácení životnosti. Mezi jednotlivým použitím dopřejte pauzu minimálně 30 minut.
- 3.** Jakmile je baterie nabitá a rozhodnete se přístroj začít používat, vždy odpojte napájecí kabel.
- 4.** Sílu masáže si můžete volit sami tlakem, kterým budete na jednotlivou tělesnou partii působit. Mějte vždy na paměti, že celkovou intenzitu masáže vždy tvoří síla, kterou působíte na danou tělesnou partii a rychlost, kterou si nastavíte.
- 5.** Zpočátku používání přístroje začínejte vždy na nižších hodnotách rychlosti masáže.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737196160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

## Masážní přístroj

### BeautyRelax Kineticforce Quattro

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2942**

EAN: **8594166122215**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN55014-1:2017 EN550-4-2:2015**

**EN51000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013**

**EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017**

**EN60335-2-23:2003+A2:2015 EN62233:2008**

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



  
**SANTADRIA** s.r.o.  
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno  
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.8.2023