

NÁVOD K OBSLUZE

Ruční masážní přístroj
BeautyRelax BR-1009



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
SPECIFIKACE	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
OBSAH BALENÍ	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	10
CERTIFIKACE	11
DOVOZCE	11
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	12

UPOZORNĚNÍ

- Napájecí kabel nelamte ani jinak nepřírozně nedeformujte.
- Přístroj skladujte a používejte v suchém prostředí.
- Je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci některé z partií, pro které je přístroj určen.
- Je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s oblastmi, pro které je přístroj určen.
- Je zakázáno přístroj používat, pokud máte výrazně citlivou pokožku (bývá často u starších osob).
- Je zakázáno přístroj používat, pokud trpíte některou z forem kožního onemocnění (ekzém, vředová onemocnění).
- Je zakázáno přístroj používat v oblastech, které prochází léčebnou procedurou (odřeniny, řezné rány).
- Je zakázáno přístroj používat, pokud trpíte chronickým onemocněním křečových žil.
- Je zakázáno přístroj používat během těhotenství, máte-li zvýšenou teplotu nebo se jednoduše necítíte dobře vlivem například chřipkového onemocnění.
- Pokud cítíte, že je dotek masážní hlavice nepříjemný až bolestivý, na přístroj tolik netlačte nebo snižte rychlost otáček hlavice.
- Pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu přístroje nebo by mohla natéct voda do elektroniky přístroje.
- Obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou.
- U škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost. V těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku.



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

Hlavní kouzlo přístroje spočívá ve vysokorychlostních otáčkách masážní hlavice, která může dosáhnout rychlosti až 2700 otáček za minutu. Pomocí otočného tlačítka si můžete rychlost sami regulovat. Masážní hlavice vytváří účinné oscilace, které se postupně přenáší hluboko pod pokožku, kde aktivně působí na odbourávání podkožního tuku a redukci tzv. pomerančové kůže. Kromě příznivých účinků v boji proti celulitidě příjemně uvolňuje zatuhlé svaly po náročném dni kdekoliv na vašem těle.

Díky jeho malým rozměrům a nízké hmotnosti se dostanete na jakékoliv místo na těle. Umožňuje namasírovat místa, na která byste jinak rukou nedosáhli. Intenzitu působení přístroje si můžete sami regulovat tlakem, kterým budete na své tělo působit a rychlostí pohybu masážní hlavice. Pro aktivní odbourávání podkožního tuku je třeba přitlačit více a nastavit vyšší otáčky. Pro jemnou uvolňující masáž stačí držet přístroj pouze v kontaktu s pokožkou, nastavit nižší otáčky a masážní hlavice již udělá vše za vás.

KONTRAIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění.
- Při stavu vysokých horeček.
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka.
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem.
- Přístrojem se nikdy nepohybujte v oblasti obličeje.



HLAVNÍ VÝHODY

- Poskytuje příjemnou uvolňující masáž zatuhlého svalstva.
- Pravidelným používáním redukuje celulitidu.
- Napomáhá výrazně rozpohybovat lymfatický systém končetin.
- Zlepšuje krevní oběh.

SPECIFIKACE

- Hlavice s vlnkovitým povrchem - ideální pro svalové uvolnění.
- Hlavice s kuličkami - odbourávání celulitidy a vyhlazení povislé pokožky.
- Kompaktní, malý a lehký.
- Stačí používat 10 minut denně.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: kabelem ze sítě 220V.
- Rozměry: 16x18x10cm.
- Hmotnost: 1kg.

OBSAH BALENÍ

- 1x Masážní přístroj.
- 2x Vyměnitelný masážní aplikátor.
- 1x Ochranný látkový aplikátor.
- 1x Návod k obsluze.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Masážní aplikátor s kuličkami
2. Masážní aplikátor s vlnkami
3. Ochranný látkový aplikátor
4. Tlačítko ON/OFF nastavení rychlosti
5. Rotační hlavice
6. Napájecí kabel



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Napájecí kabel přístroje zapojte do elektrické sítě 220V.
2. Na rotační hlavici nasadte jeden ze dvou aplikátorů. K dispozici je aplikátor s kuličkami a s vlnkami.
Pro lepší pohyb přístroje po pokožce nasadte navíc přes masážní aplikátor hlavici s látkou.
3. Pomocí tlačítka **ON/OFF** přístroj zapnete. Rotační hlavice se začne ihned pohybovat. Otáčením tlačítka **ON/OFF** si můžete nastavit rychlost otáčení hlavice. Nastavte rychlost pohybu hlavice, která vám bude nejvíce vyhovovat.
4. Můžete použít masážní krém nebo gel. V tomto případě nepoužívejte hlavici s látkou. Přístroj vám pomůže krém vmasírovat do pokožky. Ideální při použití např. krému proti celulitidě.
5. Přístroj vypnete otočením tlačítka **ON/OFF** do výchozí polohy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Zejména, pokud použijete masážní tělový krém. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození.

MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE



1

2

3

4

1. Krční svaly
2. Ramena
3. Hýždě
4. Stehna a lýtka




5. Hrud'
6. Ruce
7. Paže
8. Pas

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE

 Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Ruční masážní přístroj

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1009**

EAN: **8594166090187**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax BR-1009**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2006+A2+2011

EN 55014-2:1997+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Přístroj není zdravotnický prostředek.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 20.6.2020