

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na celulitidu

BeautyRelax BR-2949

Oscilmax Premium



OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
OBSAH BALENÍ	5
ÚČEL POUŽITÍ	6
UVOLNĚNÍ SVALŮ/REDUKCE CELULITIDY	7
POUŽITÍ MASÁŽNÍHO OLEJE NEBO GELU	8
HLAVNÍ BENEFITY PŘÍSTROJE	9
POPIS PŘÍSTROJE	10
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	11
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	12
MOŽNOSTI POUŽITÍ	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	14
CERTIFIKACE	14
DOVOZCE	14
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	15

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 20 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Virové onemocnění.
- Při stavu vysokých horeček.
- Kožní onemocnění v místě použití přístroje.
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze.
- Kovové implantáty v těle (platí pro konkrétní místo ošetření pleti).
- Těhotenství.
- Osoby, které prodělali před krátkou dobou operativní zákrok dané partie těla, kde by působením tlaku přístroje došlo k negativnímu ovlivnění vašeho zdravotního stavu.
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



OBSAH BALENÍ

- 1x Masážní přístroj na celulitidu BeautyRelax BR-2949 Oscilmax Premium.
- 1x Prodlužovací kabel.
- 1x Návod k obsluze.

ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Oscilmax Premium je masážní přístroj nové generace pro efektivní redukci projevů celulitidy. Technologie je založena na vysokofrekvenčních oscilacích aplikační hlavice. Vysokofrekvenční oscilace proniknou přímo do struktury vrstvy tuku. Přímé zacílení na tukovou tkáň jako výsledek neestetických dólíčků na povrchu pleti. Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie. Možnost plynulého dávkování výkonu. Při nastavení nižšího výkonu příjemná relaxační masáž pro zatuhlé svaly.



UVOLNĚNÍ SVALŮ/REDUKCE CELULITIDY

Přístroj BeautyRelax nabízí možnost nastavení rychlosti univerzálnost použití. Přístroj můžete velmi efektivně použít pro uvolnění svalů nebo potlačení projevů celulitidy. Intenzitu působení přístroje si můžete regulovat dvěma způsoby – nastavení rychlosti oscilace hlavice a tlak, který vyvíjíte na danou partii přes přístroj pomocí vašich rukou. Pravidelným používáním přístroje si techniku masáže průběžně osvojíte. Přístroj tak pro vás bude univerzální pomocník, který vám bude k dispozici kdykoliv potřebujete!



POUŽITÍ MASÁŽNÍHO OLEJE NEBO GELU

Pro maximální účinnost použití doporučujeme nanést na pokožku masážní olejček nebo gel. Aplikační hlavici přístroje se vám bude pohybovat po pleti velmi snadno. Pokud obsahuje přípravek další přidané látky jako vitamíny nebo vonné esence, velmi snadno je pomocí přístroje zapracujete do pleti. Po ošetření je tělo příjemně provoněné. Pokud je přístroj používán pro účely potlačení projevů celulitidy, můžete použít krém na celulitidu vaší oblíbené značky. Použití přípravku však vyžaduje zvýšenou pozornost v péči o aplikační hlavici. Po použití vždy otřete a aplikační hlavice zbytky přípravku. Pokud používáte přístroj pro komerční účely nebo přístroj sdílí více uživatelů, doporučujeme po každém použití dezinfikovat aplikátor pomocí roztoku na alkoholové bázi. Zabráníte tak případnému šíření bakterií.



HLAVNÍ BENEFITY PŘÍSTROJE

- Zcela neinvazivní charakter ošetření
- Bezpečné, bezbolestné používání
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Skutečně funkční vysokofrekvenční oscilační masáž
- Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie
- Pokožka je pružnější a jemnější na dotyk
- Při pravidelném používání a přiměřeném stravování zjemnění příznaků celulitidy
- Efektivně redukuje podkožní tuk
- Napomáhá vyhladit povislou kůži
- Tvarování a zpevňování stehen, hýždí, břicha, boků nebo paží
- Poskytuje příjemnou uvolňující masáž zatuhlého svalstva
- Oblasti použití: Vnější a vnitřní strana stehen, paže, hýždě, břicho, paže
- Možnost nastavení rychlosti oscilací aplikační hlavice
- Protiskluzové rukojeti umožňující regulaci intenzity masáže tlakem
- Určeno pro náročné uživatele
- Navrženo s ohledem na komerční provoz s vysokou frekvencí používání
- Komponenty nejvyšší jakosti pro extrémně dlouhou životnost přístroje

POPIS PŘÍSTROJE

1. Masážní plocha přístroje
2. Rukojeť
3. Nastavení rychlosti
4. Napájecí kabel



POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Připojte přístroj pomocí kabelu k elektrické zásuvce.
- 2.** Přístroj používejte na místě s ohledem na vzdálenost elektrické zásuvky. V průběhu použití přístroje by neměl být kabel extrémně napnutý. Mohlo by dojít k jeho vytržení. Pokud to situace vyžaduje, použijte prodlužovací kabel.
- 3.** Aplikujte na pokožku masážní olej, krém nebo gel. Výrazně tím usnadníte pohyb aplikační po pleti.
- 4.** Pomocí otočného kolečka na přístroji nastavte rychlost oscilací.
- 5.** Použití přístroje musí být uživateli příjemné a musí se cítit komfortně. Podle toho je třeba upravit sílu tlaku, kterým se působí na tělo.
- 6.** Vždy je dobré začínat na nižším výkonu oscilace. Rychlost oscilací je možné přidávat postupně s plynulým dávkováním.
- 7.** Po použití přístroje může pleť zarudnout. Jde o přirozený projev působením oscilací masážního mechanismu. Čím je v průběhu ošetření použita větší rychlost a tlak, tím je zásah na tělo intenzivnější a může se to projevit zarudnutím pleti na větší ploše. Intenzitu masáže si také můžete snadno regulovat tlakem přístroje na pleť pomocí rukou.
- 8.** Aplikační hlavici přístroje pravidelně čistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Přístroj není vodotěsný. Žádnou část přístroje nevystavujte proudu tekoucí vody.
- 9.** Pokud je přístroj sdílen mezi více uživateli, aplikační hlavici pravidelně dezinfikujte roztokem na alkoholové bázi. Zabráníte tak šíření bakterií.
- 10.** Po použití vždy odpojte přístroj ze zásuvky.

POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



MOŽNOSTI POUŽITÍ



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj na celulitidu Oscilmax Premium

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2949**

EAN: **8594166122284**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-23: 2003+A1: 2008+A11: 2010+A2: 2015EN 62233:2008

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 15.1.2023