

# NÁVOD K OBSLUZE

Krční masážní přístroj Shiatsu  
**BeautyRelax BR-090**



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## ÚČEL POUŽITÍ

Bolest krční páteře patří v současnosti mezi tzv. civilizační choroby. Mezi zdroje bolesti patří zejména faktory, za které si můžeme sami. Nejčastěji se jedná o špatný způsob držení těla, málo pohybu nebo zvýšená jednostranná zátěž.

Krční masážní přístroj poskytuje příjemnou uvolňující shiatsu masáž. Má čtyři velké masážní hlavice, které s naprostou přesností stimulují krční svaly. Teplo infračerveného vyhřívání proniká hluboko do svalové tkáně a výrazně zlepšuje krevní oběh. Všechny funkce se snadno ovládají pomocí dotykového panelu.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozornění a pokynů k použití; zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

## **PRINCIP FUNGOVÁNÍ**

Hlavním princip této prastaré japonské léčebné metody spočívá v masáži pomocí tlaku palců, prstů nebo dlaní. Masážní límec postupně uvolňuje zatuhlé svaly. Odbourává stres a napětí! Masážní límec má v sobě zabudovaný sofistikovaný masážní mechanismus. Byl navržen do největších detailů, aby maximálně simuloval pohyb skutečných rukou.

## **VLASTNOSTI A SPECIFIKACE**

- Účinné zmírnění svalového napětí a ztuhlosti.
- Skvělý nástroj pro sportovce na regeneraci svalů.
- Napomáhá odstranit příznaky únavy a vyčerpání.
- Příjemná relaxace po náročném pracovním dni.
- Univerzální použití na více částí těla: krk, ramena, záda, pas nebo stehna.

## **INFRAČERVENÉ TEPLA**

Kvalitní masáž je spojena s teplem. Svaly se rychleji uvolní a lépe reagují na masážní hlavice. Masážní límec využívá infračervené vyhřívání. Teplo neohřívá jen povrch kůže. Proniká přímo do svalové tkáně, kde plní svůj účel!

## **REŽIM MASÁŽE**

Aby nebyla masáž po chvíli příliš monotónní, masážní límec nabízí dva směry pohybu masážních hlavic stiskem tlačítka na ovládacím panelu. Svaly se uvolní jako mávnutím kouzelného proutku.

## **POUŽITÍ**

- Příklad je ideální na masáž krční páteře a ramen.
- Použití je velice univerzální.
- Masážní přístroj budete používat doma, v kanceláři nebo v automobilu během přestávky na dlouhých cestách.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

- Spotřeba: 24W.
- Vyhřívání: Ano.
- Hmotnost: 2kg.
- Rozměry: 40x31,5x16cm.

## POPIS PŘÍSTROJE

1. Masážní hlavice
2. Ovládací panel
3. Úchopy pro ruce



## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko změny směru masáže
3. Tlačítko nastavení rychlosti masáže
4. Tlačítko vyhřívání

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Masážní přístroj připojte k některému ze dvou adaptérů, které jsou součástí balení (adaptér pro napájení ze sítě 220V nebo autoadaptér 12V).
2. Masážní přístroj zapnete stiskem tlačítka (1) ON/OFF.
3. Pomocí tlačítka (2) si můžete změnit směr pohybu masážních hlavic.
4. Pomocí tlačítka (3) si můžete nastavit rychlost pohybu masážních hlavic.
5. Pomocí tlačítka (4) si můžete zapnout vyhřívání.
6. Masážní přístroj vypnete stiskem tlačítka (1) ON/OFF.

Intenzitu masáže si můžete sami ovlivňovat pomocí úchopů na koncích límce. Čím více přitlačíte, tím bude masáž intenzivnější.

Masáž je doporučena v délce maximálně 10-15 minut na jedné partii.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

**Je striktně ZAKÁZÁNO používat masážní polštářek během jízdy v automobilu. V případě nehody se vystavujete riziku poranění páteře nebo jiné oblasti, která by byla masážním polštářkem masírována.**

## JE DOBRÉ VĚDĚT

Masážní přístroj můžete používat vsedě nebo vleže. Pokud budete na přístroji ležet v horizontální poloze, budete na něj působit tlakem váhy svého těla a masáž bude maximálně intenzivní! Sílu masáže zmírníte tím, že si sednete do židle nebo křesla. Intenzitu masáže si díky tomu regulujete sami tlakem, kterým na masážní polštářek působíte. Pokud je intenzita masáže přesto silná, vložte mezi záda a přístroj dečku, čímž tlak masážních hlavic zmírníte.

## MOŽNOSTI POUŽITÍ

Masážní přístroj můžete kromě krku používat i na následující partie těla:



## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737196160