

NÁVOD K OBSLUZE

Obličejová sauna **BeautyRelax BR-1330**

STEAMTOUCH



OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
OBSAH BALENÍ	5
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	9
CERTIFIKACE	9
DOVOZCE	9

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevovanou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Příklad používání přístroje používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

Obličejová sauna BeautyRelax Steamtouch s ionizací je profesionální nástroj v péči o pleť. Přispívá k dokonalému vyčištění pleti do hloubky kožních pórů. Unikátní technologie nano vaporizace. Negativní ionizace pro násobně lepší vstřebávání kosmetických krémů a sér. Ovládání pomocí jednoho tlačítka. Automatický časovač.



beautyrelax steamtouch

- dokonalé vyčištění pleti
- stejná hydratace pleti jako dermatologové
- čištění kožních pórů přirozenou cestou
- unikátní technologie nano vaporizace ionizované páry
- blahodárné účinky aromaterapie uvolní mysl
- násobně lepší vstřebávání kosmetických krémů a sér

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití poté konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.

Pokud je poškozen napájecí kabel, přístroj nepoužívejte a obraťte se na záruční servis.

- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.
- Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



OBSAH BALENÍ

- Obličejová sauna BeautyRelax Steamtouch.
- Návod k obsluze.



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

- Příklad je určen pro pokročilou profesionální péči o pleť.
- Přispívá k dokonalému vyčištění pleti v pouhých 8 minutách!
- Použijte stejnou technologii hydratace pleti, jako dermatologové.
- Čistěte kožní póry přirozenou cestou.
- Objevte terapeutické účinky působení negativní ionizace.
- Vysoká úroveň vaporizace ve srovnání s ostatními levnými generátory páry.
- Navrženo odborníky z oblasti péči o pleť pro nejnadhnější a nejefektivnější ionizované páry pro použití každý den.
- Násobně lepší vstřebávání kosmetických krémů a sér.
- Ultratenký design s maximální stabilitou.
- Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka.
- Možnost použití vonných olejů pro aromaterapii.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Nádržka s kapacitou 70ml.
- Napájení: 220V.
- Rozměry: 24x10,5x14cm.
- Hmotnost: 580g.



beautyrelax steamtouch

technologie NANO ionizace led indikátor lze přidat esenciální olej kapacita 70ml automatický časovač

POPIS PŘÍSTROJE

1. Výstup pro páru
2. Tlačítko on/off
3. Spodní strana přístroje s nožičkami
4. Nádobka na vodu



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Vysuňte nádobku na vodu na zadní straně přístroje. Odšroubujte spodní uzávěr a naplňte destilovanou vodou. Uzávěr opět pevně zašroubujte a nádobku zasuňte zpět do přístroje.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
3. Stiskněte tlačítko **on/off**.
4. Během přibližně 1 minuty začne přístroj vyvíjet páru.
5. Obličej mějte při používání v takové vzdálenosti (přibližně 20cm), aby pára pokryla co největší plochu. Zároveň však nemějte hlavu příliš blízko, aby nedošlo k popálení pleti. Teplou páru oceníte zejména v zimních měsících, kdy je inhalace velice prospěšná pro dýchací cesty v případě onemocnění.
6. Přístroj má časovač, který vyvíjení páry během po uplynutí 10 minut vypne.
7. Vždy, když doplňujete vodu do nádobky, vytáhněte napájecí kabel z elektrické sítě.



Důležité upozornění: Doporučujeme používat destilovanou vodu. Výrazně tak prodloužíte životnost přístroje.

Doporučení: Společně s vodou můžete do nádobky přimíchat esenciální vonnou směs, která páru krásně provoní.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz