

NÁVOD K OBSLUZE

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax BR-1480

PEEL&LIFT SMART



ultrazvuk



ionizace -





ionizace +



INTENZIVNÍ HLOUBKOVÁ PÉČE



smart
beautyrelax peel&lift



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
INTENZIVNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI	7
PREVENCE VZNIKU AKNÉ A ČERNÝCH TEČEK	7
POUŽITÍ SONOGELU	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	9
GALVANICKÝ PROUD (IONIZACE)	10
DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST	11
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	12
NABÍJENÍ BATERIE	14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	14
CERTIFIKACE	14
DOVOZCE	14
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	15

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.




OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj Beautyrelax BR-1480.
- Napájecí USB kabel.
- Návod k obsluze.

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteroskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



HLAVNÍ VÝHODY

- Hlubkové čištění pokožky, tzv. peeling.
- Odstraňuje z pokožky odumřelé buňky a kožní rezidua.
- Postupné vyhlazení jemných mimických vrásek.
- Prevence proti tvorbě černých teček, pupínků a akné.
- Příjemná masáž pokožky.
- Příznivé účinky na pleť.
- Technologie působení ultrazvuku.
- Frekvence dosahuje až 33 tisíc pulzů za sekundu.
- Aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli.
- Používání je naprosto bezpečné.
- Kompaktní, malý a lehký.
- Šetrný k pokožce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Provozní napětí: 5V.
- Provozní proud: 1A.
- Napájení: nabíjecí baterie.
- Nabíjení: USB kabelem (součástí balení).
- Rozměry: 18x2,4x5,2cm.
- Hmotnost: 98g.



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Ultrazvukový kosmetický přístroj BeautyRelax Peel&lift Smart disponuje vysoce účinnou technologií na čištění pleti. Ultrazvuk s frekvencí 33 tisíc pulzů za minutu důkladně odstraní veškeré nečistoty. Pleť je hladká, jemná a působí mladistvým vzhledem. Hlubkové čištění pleti působí jako důležitá prevence proti vzniku akné!

INTENZIVNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI

Aplikátor je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli. Na konci aplikátoru jsou generovány ultrazvukové vlny o frekvenci 33 tisíc pulzů za sekundu. Ultrazvuk působí na pokožku až do hloubky kožních pórů. Ultrazvukové vlny pracují v režimu souvislých nebo přerušovaných pulzů. Přístroj je výkonný, ale zároveň velmi šetrný k pokožce. Používání je naprosto bezpečné. Technologie čištění ultrazvukem byla doposud výbavou pouze špičkových estetických klinik. S přístrojem BeautyRelax Peel&lift Smart si kvalitní péči dopřejete v pohodlí domova. Pouze důkladně čistá pleť efektivně absorbuje účinné látky z kosmetických přípravků.

PREVENCE VZNIKU AKNÉ A ČERNÝCH TEČEK

Používání přístroje je velice snadné a intuitivní. Správné používání si osvojíte během několika minut. Aplikátor má speciální tvar, který maximálně kopíruje záhyby obličeje. Před použitím je doporučeno pleť jemně navlhčit nebo použít tenkou vrstvu vodivého sonogelu, aby se aplikátor na pokožce dobře pohyboval. Již po prvním ošetření můžete vnímat, že je vaše pokožka mnohem hladší než předtím. Ultrazvukový kosmetický přístroj BeautyRelax Peel&lift Smart je primárně určen pro ošetření obličeje. Zaměřit se můžete také na oblast dekoltu. Čistá pleť je základem prevence před vznikem černých teček a akné. Peeling je velmi důležitý, aby mohla pokožka lépe dýchat. Pleť plná nečistot vytváří vhodné prostředí pro tvorbu pupínků a zánětů. Hladká a jemná pokožka je synonymem mládí. Pečujte o ni důkladně, abyste si uchovali tento mladistvý vzhled co nejdéle!

POUŽITÍ SONOGELU

Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení). Aplikací gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny tak mohou do pleti lépe pronikat. Použít můžete jakýkoliv kosmetický přípravek na vodní bázi (kosmetický krém, sérum, ...).

POPIS PŘÍSTROJE



1. *Aplikační hlavice*
2. *Indikace ultrazvukových vln kontinuální režim*
3. *Indikace ultrazvukových vln režim poklep*
4. *Indikátor ionizace s kladným nábojem*
5. *Indikátor ionizace se záporným nábojem*
6. *Indikátor nabíjení baterie*
7. *Tlačítko ionizace s kladným nábojem*
8. *Tlačítko ionizace se záporným nábojem*
9. *Tlačítko ultrazvukových vln kontinuální režim*
10. *Tlačítko ultrazvukových vln režim poklep*
11. *Vstup pro nabíjecí USB kabel*
12. *Vodivé pásy na boční straně přístroje*
13. *Tlačítko ON/OFF*

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka **ON/OFF (13)**.
2. Pokud chcete aktivovat přerušované pulzy, stiskněte pravé tlačítko **PAD (10)**.
3. Pokud chcete aktivovat kontinuální působení ultrazvuku, stiskněte levé tlačítko **(9)**.
4. Pohybujete se aplikační hlavicí po pokožce pomalu a tlačte na ni jemnou silou (aby celá aplikační hlavice byla v kontaktu s pokožkou).
5. Činnost přístroje ukončíte stiskem tlačítka **ON/OFF (13)**.


Poznámka 1: Pro čištění pleti používejte pouze špičku přístroje (**Obr.1**). Pro intenzivní mikromasáž pleti používejte větší plochu špachtle (**Obr.2**).

Poznámka 2: Na pokožku naneste tenkou vrstvičku sonogelu, kosmetického krému nebo séra. Zvýšíte tak účinnost působení ultrazvukových vln.

Poznámka 3: Pro správnou funkci ionizace mějte během používání prsty přístroje umístěny na bočních vodících páskách (**12**).

DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Aplikační hlavice je díky speciálnímu tvarování určena pro ošetření pleti dvěma způsoby. Dvě možnosti, jakými ošetřit povrch pleti:



Obrázek (1) Špička aplikátoru je ideální zejména pro intenzivní čištění pleti. Pohyb aplikátoru v kombinaci s působením ultrazvukových vln zbavuje pokožku odumřelých buněk a reziduí.

Obrázek (2) Horní plocha aplikátoru je ideální pro stimulaci pleti ultrazvukovými vlnami s cílem podpořit lokální krevní oběh a stimulovat tvorbu kolagenních a elastických vláken (jemná ultrazvuková mikromasáž).

GALVANICKÝ PROUD (IONIZACE)

Kosmetický přístroj generuje proud ve specifickém napětí. Řídící jednotka kosmetického přístroje následně umožňuje úpravu galvanického proudu takovým způsobem, aby docházelo ke kladnému či zápornému náboji. Kladná a záporná ionizace má odlišné účinky na pleť.

(+) Kladná ionizace - důkladné vyčištění pleti

Kladná ionizace vytáhne záporně nabitě nečistoty jako magnet. Zažijete skutečně čistou pleť jako nikdy předtím. Pouze čistá pleť je ta zdravá!

(-) Záporná ionizace - hloubkové vyživení pleti

Galvanický proud penetruje výživové látky z kosmetických sér hluboko do pokožky. Je zabráněno vyschnutí na povrchu. Absolutní turboefekt pro vaše kosmetické přípravky!



DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST



**Pro aktivaci funkce galvanického proudu (ionizace) je nezbytné, aby byl ukazováček a palec v kontaktu s bočními vodícími pásy.
V opačném případě funkce nebude fungovat!**

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru





BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru



T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru



čisticí pleťový krém



hydratační pleťové sérum



NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Stav nabíjení signalizuje indikátor **(6)**.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Nabíjení může trvat až 2 hodiny v závislosti na kondici baterie.

Upozornění: Nabíjecí kabel nepřipojujte k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax Peel&lift Smart

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1480**

EAN: **8594166116900**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Dle registračního čísla certifikátu: A1903174-C02-R01

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 9.6.2020